


宇宙之眼的使用方法

طريقة استخدام العين الكونية

Manual of the Eye/U

一、圓形和方形宇宙之眼的功能方式介绍

فهم الوضع الوظيفي لجانبي عين الكون



Understanding the function mode of the two sides of Eye/U

1. 圆形“补”面-提供顺时针趋势的补气效应。
2. 圆形“泄”面-提供逆时针趋势的泄气效应。
3. 方形“补”面-提供逆时针趋势的补气效应。
4. 方形“泄”面-提供顺时针趋势的泄气效应。



توفير آثار معاكسة لاتجاهات عقارب الساعة



توفير تأثير محبط على عكس اتجاه عقارب الساعة



توفير آثار معاكسة لاتجاه عقارب الساعة



توفير تأثير محبط مع اتجاه عقارب الساعة

二、使用方法

طريقة

How to use?

1. “哪里疼痛贴哪里”- 是宇宙之眼的基本使用方法

ويمكن اعتماد أساليب U/ لصقها على المكان الذي تؤلم" هو المبدأ الأساسي لاستخدام العين " مع الطاقة U/ على اثنين ضد جوانب الجسم " و "لصق اثنين من العين U/ "لصق اثنين من العين "في وواحد مع الطاقة خارج".

“**Paste it on where it hurts**” is the basic principle of the use of the Eye/ U, it could be adopted the methods of “Paste two Eye/U on two against body sides” and “Paste two Eye/U with energy-in and one with energy-out”.

2. “两侧对着贴”- 是将两个宇宙之眼以同时“补”或同时“泄”的方式相对着贴在四肢两侧。


مع كل من U/على اثنين ضد جانبي الجسم" يعني أن الصق اثنين U/لصق اثنين من العين" الطاقة في أو الطاقة خارج على جانبي الجسم حول منطقة الألم. الوظيفة أ

“Paste two Eye/U on two against body sides” means that paste two Eye/U with both energy-in or energy-out on the against body sides around the pain area. Function A

3. “两补一泄”- 是在同一经络线上相近的两个位置贴“补”，在它们的一侧的延长线上贴一个“泄”。或围绕着疼痛点、烧烫伤周围一侧贴两个“补”，另一侧贴一个“泄”。

تنفيس اثنين" -تنفيس واحد "في موقعين قريبين من خط الطول نفسه. أو وضع "ترميم" على" جانب واحد حول الحروق و "تنفيس" على الجانب الآخر.

“Paste two Eye/U with energy-in and one with energy-out” means that paste two Eye/U with energy-in on the near-end around far from the painful area 1 centimeter of the limbs, paste one Eye/U with energy-out on the far-end around far from the painful area 1 centimeter of the limbs. Function B



Conditioning to knee and leg pain with Function A & B

三、如何准确定位四肢的十二经脉和穴位？

كيف نكتشف خط الجذع الرئيسي من خط الزوال و نقاط الوخز بدقة؟

How to find out the main trunk line of the human-channel and the acupoints precisely?

四肢的十二经脉均分布在骨骼边缘，躯干、头颈部的较为复杂。全身穴位的组织形态都具有中心薄、周围厚的特点。

الخطوط الجذعية الرئيسية للقناة البشرية توزع بطبيعتها على طول حافة عظم الأطراف. توزيعها في الرأس والرقبة والجذع معقد. وتنتشر نقاط الوخز في جميع أنحاء الجسم والتي عادة ما تمثل مورفولوجيا الأنسجة مع مركز رقيق ومحيط سميك.

The main trunk lines of the human-channel inherently distribute along the edge of the limbs bone. Their distribution in head, neck and torso is complex. The acupoints distribute all over the body which commonly present a tissue morphology with a thin center and thick periphery.

四、推荐的调理方案

Recommended conditioning schemes

مخططات التشريط الموصى بها

1. 膝盖疼痛

مكيف لألم الركبة و الساق


Conditioning to knee and leg pain

(见上方图1 أعلاه انظر الشكل 1 See Figure 1 above)

2. 大肠相关疾病的调理

تكييف الأمراض المرتبطة الأمعاء الغليظة كمساعد

Conditioning to large intestine related diseases as an Assistant



Conditioning to large intestine related diseases as an Assistant

大肠相关疾病包括痔疮、克罗恩病、便秘、肠炎、肠梗阻和结肠癌等所有与大肠有关的疾病。由于大肠与肺在经络连接上存在紧密关系，一般在治疗肺疾病时宜同时兼顾对大肠进行调理。上图所示调理方法为通用方法，实现最佳调理效果还需要其它辅助调理方案。如需技术支持请联系。


وتشمل الأمراض المتعلقة بالأمعاء الغليظة اليواسير ومرض كرون والإمساك والتهاب الأمعاء وانسداد الأمعاء وسرطان القولون. لأن هناك علاقة وثيقة بين الأمعاء الغليظة والرئتين من حيث قناة الإنسان (خط الزوال)، عند علاج أمراض الرئة، فمن المستحسن عموماً أن تؤخذ في الاعتبار أيضاً تنظيم الأمعاء الغليظة. وطريقة التشريط المبينة في الصورة أعلاه هي طريقة عامة. لتحقيق أفضل تأثير تكييف، لا تزال هناك حاجة إلى خطط تكييف مساعدة أخرى. للحصول على الدعم الفني، يرجى الاتصال بنا.

Diseases related to the large intestine include Hemorrhoids, Crohn's disease, Constipation, Enteritis, Intestinal obstruction and colon cancer. Because there is a close relationship between the large intestine and the lungs in terms of Human-channel(meridian) connection, when treating lung diseases, it is generally advisable to also take into account the regulation of the large intestine. The conditioning method shown in the above picture is a general one. To achieve the best conditioning effect, other auxiliary conditioning plans are still needed. For technical support, please contact us.

3. 疫苗相关的心脏不适

التأقلم مع عدم الراحة في القلب بعد التطعيم


Conditioning to heart discomfort after vaccination



4. 颈椎痛

مكَيّف إلى الرقبة أو الرأس ألم

Conditioning to the neck or head pain




Conditioning to the neck or head pain

5. 面癱

تحسين التكيف لشلل الوجه كمساعد

Enhanced Conditioning to facial paralysis as an Assistant




Enhanced Conditioning to facial paralysis as an Assistant

6. 烧烫伤减痛和蚊虫叮咬止痒

مكيّف للألم و تخفيف الحكة

Conditioning for pain and itch relief



Conditioning for pain and itch relief

五、宇宙之眼的二步贴法

الخطوة الثانية طريقة لصق

Two-step paste-on

第一步用透明的定位贴将宇宙之眼粘贴到需要调理的位置，第二步用弹力固定贴覆盖透明贴进行加固。


الخطوة الأولى هي لصق العين الكونية إلى الموقع الذي تحتاج إلى المعالجة بواسطة شريط شفاف لتحديد الموقع، والخطوة الثانية هي تثبيت الغطاء الشفاف بقوة التثبيت.

The first step is to paste the Eye/U to the position that needs to be adjusted with a transparent adhesive patch positioning. The second step is to cover the transparent adhesive patch with an elastic fixing patch for reinforcement.

选择一 1 خيار Choose 1

使用配套设计的模切透明胶贴和无纺布胶贴

استخدام التصحيحات اللاصقة المقطوعة



选择二 2 خيار Choose 2

使用市售的手撕透明胶贴和胶布

تمزيق شريط لاصق و شريط لاصق



六、建议

التوصيات

Suggestion

寻求技术支持是获得良好体验的最佳途径。人体功能总会表现出时而强大然后变弱，疾病症状表现出轻、重和缓解的特征，这些规律是脏腑节律运行过程中不同脏腑轮值导致的。抓住脏腑轮值过程中相关脏腑的轮值交接期、当值准备期和主席当值期进行针对性的调理，是提高人体脏腑节律运行效率和自愈能力的非常高效的方法。通常情况下，一段时间的专业技术支持有可能帮助您攻克疑难病症，也有可能帮助您通过“激发美颜内生动力”实现美容塑形。请关注我们的网站，不定期会有调理推荐方案公布，或联系我们了解调理增值计划。

والبحث عن الدعم التقني هو أفضل طريقة لاكتساب الخبرة الجيدة. فالجسم البشري عادة ما يكون قوياً ثم ضعيفاً في بعض الأحيان، وتظهر أعراض المرض علامات خفيفة وثقيلة وخفيفة، وهي أعراض ناجمة عن تناوب الأعضاء الداخلية أثناء العمل. فالتنظيم الدقيق لدورات دورة الجسم، والفترة التحضيرية، وفترة الرئاسة، وسيلة فعالة جداً لتحسين كفاءة الجسم وتدير شؤونه الذاتية. عادة، قد تساعدك فترة من الدعم الفني المتخصص على التغلب على المشاكل الصعبة، أو قد تساعدك على تشكيل التجميل من خلال "تحفيز القوى المحركة للجمال". يرجى الانتباه إلى موقعنا على شبكة الإنترنت، حيث يتم نشر البرامج الموصى بها في فترات غير منتظمة، أو الاتصال بنا للاطلاع على خطط القيمة المضافة.

Request technical support is the best way to have a good experience. The functions of the human body always show a pattern of being sometimes strong and then weak, and the symptoms of diseases exhibit characteristics of being mild, severe and relieved. These patterns are

caused by individual organs being on duty of president during the operation of the Organ Rhythm. Seizing the Handover Period, the Preparing Period and the President Period of the relevant organs to carry out targeted conditioning is a highly efficient method to improve the operation efficiency of the Organ Rhythm and self-healing ability. Under normal circumstances, a period of professional technical support may be helpful to overcome difficult diseases, or it may be helpful to achieve beauty and body shaping by “stimulating intrinsic motivation of the human body”. Please pay attention to our website, we will publish recommended conditioning schemes from time to time, or contact us to learn about the conditioning value-added project.

Website: <https://www.wanhua.life>

Email: savater@163.com

**宇宙之眼和脏腑节律调理仪
为您家庭成员提供高效健康保健，效果说话！**

**منظم العين الكونية والأوعية الدموية
توفير الرعاية الصحية الفعالة لأفراد عائلتك، شهادة النتائج!**

**The Eye/U and the Organ Rhythm Conditioner
provides a strong health support to your family, Effect Talks!**



七、注意事项

ملاحظة

Precautions

谨防胶布过敏！如胶布过敏可用凝胶将宇宙之眼粘贴到皮肤。

احذر من حساسية الضمادات اللاصقة! إذا كان لديك حساسية من الرقعة اللاصقة، يمكنك استخدام الهلام لصق العين على جلدك.

Beware of adhesive patch allergy! If you are allergic to the adhesive patch, you can use gel to stick the Eye/U onto your skin.



万化
WAN HUA

北京万化科技有限公司

Beijing Wanhua Technology Co., Ltd